ВНИМАНИЕ!: прикрепляя пластину необходимо убедиться, что её поверхность ровная и кожа под ней не имеет складок и морщин.

- ✓ Пластина должна быть поставлена так, чтобы между внутренним её краем и стомой не было кожи.
 - ✓ Удалите оставшееся защитное покрытие.
- ✓ Закрепите мешок для сбора каловых масс на пластине по направлению снизу-вверх.
- ✓ Убедитесь что мешок закреплен и закрыт. Проведите рукой по мешку и вокруг стомы.

Так как содержимое кишечника выделяется непроизвольно, мешок необходимо носить постоянно и заботиться о своевременном его опустошении. Хорошо закрепленный мешок можно использовать до 5-7 дней.

Комитет здравоохранения Курской области

2016 г.

УХОД ЗА СТОМОЙ

Памятка для родителей

Что такое стома?

Стома — это отверстие кишки на передней стенке живота, сформированное хирургическим путем. Через это отверстие непроизвольно выводятся каловые массы в специальный мешок прикрепленный на кожу живота.

Уход за стомой в домашних условиях.

Наиболее частая проблема — повреждение кожи вокруг стомы, возникающая в результате использования пластины или стомийного мешка с большим, чем необходимо отверстием. Выделения из стомы могут попасть на кожу и вызвать её раздражение. Поэтому очень важно выбирать мешки и пластины правильного размера, а также содержать кожу в чистоте и сухости.

Замена стомийного мешка:

- ✓ Приготовьте все необходимое.
- ✓ Удалите стомийную пластину или самоклеящейся мешок по направлению сверху-вниз, другой рукой придерживая кожу живота.
 - ✓ Промойте кожу вокруг стомы прохладной водой.
- ✓ Подсушите кожу вокруг стомы легкими промокательными движениями.
- ✓ Лучше всего кожа высыхает при соприкосновении с воздухом. Полезно дать коже и

- стоме «отдохнуть» 15-30 минут, прежде чем ставить новый мешок.
- ✓ Определите размер стомы при помощи шаблона и вырежьте соответствующее отверстие. Каждый раз определяйте размер стомы, чтобы избежать повреждения кожи.
- ✓ Приложите шаблон на заднюю поверхность пластины мешка и обведите карандашом контур отверстия.
- ✓ Затем ножницами с закругленными концами вырежьте необходимое отверстие в пластине, важно чтобы обрезанный край был гладким. *Край отверстия необходимо прогладить пальцами*.
- ✓ Если поверхность кожи вокруг стомы неровная или имеются кожные складки, заполните их уплотняющей пастой.
- ✓ Положите пасту вокруг стомы и сравняйте её влажным пальцем так, чтобы на коже под пластиной она легла тонким слоем (если пальцы не намочить, паста будет приклеиваться!).
- ✓ Удалите защитное бумажное покрытие с пластины.
- ✓ Наложите пластину вокруг стомы, плотно прижмите клейкую основу к поверхности кожи, делая круговые движения пальцем вокруг отверстия стомы до тех пор, пока пластина надежно прикрепится к коже.